

## TABLE

Vibromassage et séances	2
Appareil et applicateurs	3
Vitesse de travail et spécification techniques	4
Information web	5

## Vibromassage avec **U-Tech** de Weelko

Cellulite? **Peau d'orange?** Vergetures? **Mauvaise circulation sanguine?** ¿Dolores osteoarticulares? **Problèmes du transit intestinal?** Problèmes lymphatiques? **Oedèmes?** Surpoids? **Rétention de liquides?** Ménopause? **Flaccidité?** Fatigue? **Stress?**

### Mettez-vous aux mains de **U-Tech**, **F-833**

Appareil de massage vibratoire corporel équipé de 5 têtes pour divers traitements. Unité digitale de contrôle placée sur colonne à roulettes et plateau pour le rangement des applicateurs.

Notre TECHNICAL ZOOM vous montre tous les détails, toutes les particularités et vous offre la possibilité de connaître à fond nos appareils d'esthétique.

L'appareil de massage vibratoire, à la loupe de Weelko. Découvrez-le à l'intérieur.



## Le Vibromassage

### À propos du vibromassage

La vibrothérapie est une technique avancée qui traite de façon active la peau et les muscles. Un appareil génère de la pression au moyen d'une tête rotative et vibratoire. Cette technique s'utilise de façon thérapeutique en générant des vibrations mécaniques exercées sur différentes parties du corps.

### En quoi consiste?

L'appareil avec la tête adaptée gère des vibrations à basse fréquence qui, en même temps, produisent une onde mécanique. Cette onde se propage à plus ou moins intensité selon la fréquence utilisée. Plus basse la fréquence est, plus profondément elle agit. À fréquences élevées (jusqu'à 40 Hz), elle agit de façon superficielle. Le fonctionnement de l'appareil se base sur une tête oscillante où on adapte plusieurs applicateurs pour divers traitements.

### Quels sont les bienfaits?

- Stimulation de la prolifération cellulaire
- Élimination des imperfections cutanées
- Réaffirme la peau
- Contribue à une régénération cutanée plus rapide
- Améliore l'oxygénation et la nutrition cellulaire
- Élimine les toxines et apporte de luminosité à la peau
- Améliore le drainage lymphatique et la désobstruction
- Sensation de bien-être et relaxation
- Mobilise et diminue la graisse accumulée
- Modelage de la silhouette

### Indications

- Cellulite et peau d'orange
- Jambes lourdes
- Rétention de liquides
- Traitement amincissant et raffermissant
- Douleur ostéo-articulaire
- Stress et fatigue
- Problèmes lymphatiques
- Problèmes musculaires
- Tension nerveuse
- Massage lymphatique drainant
- Tonification musculaire
- Traitement complémentaire à la kinésithérapie

### Contre-indications

- Maladies cardiaques
- Personnes avec pacemakers
- Maladies infectieuses et inflammatoires dans une phase aiguë
- Fractures osseuses
- Blessures ouvertes
- Grossesse (zone abdominale)
- Tumeurs
- Problèmes de tension artérielle haute ou basse
- Vergetures, phlébite et lymphangite.
- Problèmes cardio-vasculaires ou maladies thromboemboliques.
- Diabète
- Épilepsie

## TRAITEMENT

Le temps de la séance est d'entre 30 et 60 minutes selon le type de traitement. Le professionnel doit programmer chaque traitement et les intervalles entre séances par rapport aux besoins des clients.

## Appareil et applicateurs



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5

**Patin 1:** Tête circulaire à grands picots pour le massage en profondeur. Utilisation à bas fréquence. Entre les niveaux 1 et 2. À vitesse maximum (niveau 5), il s'utilise pour la stimulation de l'épiderme.

**Patin 2:** Tête circulaire en silicone à petits picots. Elle travaille sur l'épiderme. Stimulation, exfoliation, action vasodilatatrice et massage vigoureux. Ce patin s'utilise sur le dos, fesses et cuisses. Utilisation à vitesse élevée, niveau 5. Ce patin prépare la peau afin de faciliter la pénétration de crèmes amincissantes, drainantes ou des huiles corporels appliquées sur la zone traitée. Utilisé également comme traitement sportif avant l'effort, grâce à l'hyperhémie générée localement (niveaux 4 et 5).

**Patin 3:** Tête à mousse souple d'utilisation très versatile. Elle s'utilise sur l'ensemble du corps ainsi que sur les zones les plus sensibles. Massage léger. Il s'utilise en début et fin de soins pour préparer les tissus et décontracter le patient. Vitesses entre 3 et 5. Utiliser une housse microfibre jetable pour une hygiène optimale entre chaque patient.

**Patin 4:** Tête carrée en caoutchouc à 4 demi-sphères. Massage de la région lombaire, dos, fessiers et cuisses. Vitesses 1, 2 et 3.

**Patin 5:** Tête souple incurvée. Son contour est idéal pour le travail des épaules, cou, dos, cervicales, jambes et genoux. Il est approprié pour la relaxation et pour combattre le stress. Utiliser une housse microfibre jetable pour une hygiène optimale entre chaque patient. Vitesses: 2,3 et 4.

### Vitesses et fréquences

L'appareil a 5 positions pour régler la vitesse de travail. Plus la fréquence basse, plus profondément les ondes mécaniques agissent. Les vitesses basses sont recommandées pour la stimulation musculaire et de l'hypoderme. Les fréquences plus hautes agissent à niveau de l'épiderme.

**Vitesse 1:** 13 Hz approx. Elle agit sur l'hypoderme et la derme profonde (niveau musculaire).


**Vitesse 2:** 17 Hz approx. Elle agit sur l'hypoderme et la derme profonde (niveau musculaire).

Il agit à niveau artériel, veineuse, lymphatique et nerveuse.

**Vitesse 3:** 22 Hz approx. Elle agit sur la derme.

**Vitesse 4:** 28 Hz approx. Elle agit sur la derme.

**Vitesse 5:** 40 Hz approx. Elle agit sur l'épiderme. Couche basale. Elle stimule la prolifération cellulaire et élimine les imperfections.



**Épiderme:** Couche superficielle de la peau. Elle est composée de 4 strates qui sont, en partant de l'extérieur: couche cornée, claire, granuleuse, épineuse et basale. Dans cette couche, ils se trouvent les cellules mortes.

**Derme:** Couche moyenne, responsable de la résistance et flexibilité de la peau. Dans la derme il se trouvent les fibres de collagène et élastine.

**Hypoderme:** Couche profonde de la peau. Tissus adipeux.

### Spécifications techniques

Dimensions et poids	Dimensions emballage (cm)	83,5 x 42,5 x 39,5
	Dimensions appareil (cm)	41 x 17/24 x 13
	Poids brut (kg)	15
	Poids net (kg)	18,6
Fréquences	Fréquence de vibration	jusqu'à 40 Hz
Spécifications électriques	Voltage	220V—240V
	Fréquence	50 Hz/60Hz

### Pièces détachées

No.	PRODUIT	REFÉRENCE
1	Tête à grands picots	40025-5
2	Tête à petits picots	40025-4
3	Tête à mousse souple	40025-1
4	Tête à 4-demi sphères	40025-2
5	Tête incurvée	40025-3
6	Ensemble de 5 applicateurs	40025
7	Tête rotative	50064-1
8	Tuyau flexible	50064



Visitez notre **TECHNICAL ZOOM** et téléchargez-vous toute l'information technique et commerciale que vous pourriez souhaiter. Photos, dossiers, fiches techniques, etc. À ne pas les rater!

Dossiers | Technical Zoom



**TheWellness Company**

**Tratamientos estéticos con la aparatología profesional Weelko**

Weelko es un concepto nuevo que trasciende los productos de bienestar. Es una actitud y una forma de entender el bienestar en una escala global, una manera de cuidar a los más pequeños detallada con el fin de atender a las personas. Para aquellos que disfrutan de nuestro equipo y mobiliario se han diseñado en el más amplio sentido de la palabra.

Con este objetivo, desarrollamos líneas específicas para las áreas de **Podología y Podología**. Todos ellos diseñados para garantizar el máximo bienestar a los profesionales y a sus pacientes sin olvidar aquellos especialistas en la distribución que confían en la calidad de nuestro servicio. Desde Europa el cruce de sus fronteras.

Algunos ajustables, métodos relativos de uso, líneas ergonómicas, texturas agradables, espacios de almacenamiento mínimo, instrucciones fáciles de entender y montajes simples son, entre otros, los factores que hacen los productos Weelko prácticos, funcionales y, sobre todo, cómodos. De proporción lo esencial.

Lo sugerido se deja de lado. Productos tecnológicamente avanzados diseñados para trabajar de una manera más agradable. Cuanto más fácil, mejor.

**Welcome to Weelko, the wellness company that makes it easy. Come in, feel good and relax.**

**TheWellness Company**

**One step ahead**

Weelko es un nuevo concepto que va más allá de los productos de bienestar. Es una actitud y una forma de entender el bienestar a nivel global. De cuidar los detalles para cuidar a las personas. De conseguir que quienes disfrutan de nuestros equipos y mobiliario se sientan cómodos en el sentido más amplio de la palabra.

Con este objetivo desarrollamos líneas específicas para **Podología y Podología**. Todos ellos pensados para garantizar el máximo bienestar a los profesionales y a sus pacientes, sin olvidar en la calidad de nuestro servicio. Desde Europa hacia todo el mundo.

Alturas regulables, formas de uso intuitivas, líneas ergonómicas, texturas agradables, espacios de almacenamiento mínimos, instrucciones fáciles de entender, montajes simples, son muchos los factores que contribuyen a que los productos Weelko sean prácticos, funcionales y, por encima de todo, talmente estables en los que los profesionales trabajan a gusto y los pacientes se sienten cómodos.

Pensados para trabajar de una forma más agradable. Mas fácil. Mejor.

**Welcome to Weelko, the wellness company that makes it easy. Come in, feel good and relax**

**Technical Zoom**

**Podologie**

Contenido	Página
TABLE	2
Appareil de vestis	2
Programme et techniques de massage	4
Démontage, opérations techniques et pièces détachées	6
Informations web	6

**Pressothérapie avec U-Tech de Weelko**

Cellulite? Plein d'orange? Pas de problème! Mauvaise circulation sanguine? Cellulites localisées? Problèmes articulaires? Contour du corps pas parfait? Problèmes lymphatiques? Œdèmes? Retention de liquide? Tout ce est avec une bonne utilisation de l'Appareil de Massage U-Tech de Weelko!

**Atinez votre silhouette avec U-Tech, F-826**

Équipe de pressothérapie formé par une unité de contrôle digital avec écran LCD et veste formé par des boudes, ventouse et respirateurs pour les bras.

Notre TECHNICAL ZOOM vous montre tous les détails, toutes les particularités et vous offre la possibilité de commander les produits spécifiques d'entretien.

La pressothérapie, à la Weelko. Découvrez-la à l'institut.

weelko.com

Barcelona  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta 86, nau 3  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 90 20  
E. [info@weelko.com](mailto:info@weelko.com)

Showroom  
C. Muntaner, 538  
08022 Barcelona – Spain  
T. +34 93 211 01 03